

<p>Инвитролоджик HBeAg</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления e-антигена вируса гепатита В</p>	<p>Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления e-антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме крови человека и препаратах, приготовленных из крови человека.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 96 анализов.</p> <p>Метод: одностадийный</p> <p>Объем образца: 50 мкл.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - 1 ч 20 мин. (термостат 37°C).</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов хромогена и контролей.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
---	---