

<p>Мелиса ВГС-ДСМ-подтверждающий тест (комплект 2)</p> <p>Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков (содержит core, NS 3, NS 4 и NS 5 белки отдельно)</p>	<p>Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме крови человека методом иммуноферментного анализа на твердофазном носителе ИФА с применением рекомбинантных антигенов core, NS3, NS5 и синтетического пептида NS4 ВГС, отдельно сорбированных на поверхности лунок планшета.</p> <p>Набор рассчитан на проведение 24 анализов.</p> <p>Метод: двухстадийный.</p> <p>Объем образца: 20 мкл.</p> <p>Суммарное время инкубаций: - 1 ч 15мин. (термостат 37 °С).</p> <p>Наличие готовых к использованию растворов конъюгата, хромогена и контролей.</p> <p>Чувствительность набора –100 %.</p> <p>Специфичность набора по стандартным панелям –100 %.</p> <p>Регистрация результатов течение 40 мин после остановки реакции.</p> <p>Дополнительно в набор реагентов входят: клейкая пленка для планшета, ванночки для реагентов, одноразовые наконечники для дозаторов.</p> <p>Набор совместим с работой на автоматических анализаторах открытого типа.</p>
---	--